

NÃO SE ESQUEÇA:

- · Mantenha o inalador à temperatura ambiente;
- Evite contato com a humidade:
- Este dispositivo permite a administração diretamente no pulmão;
- A via inalatória é a preferida para o tratamento de algumas doenças respiratórias, pois implica menor quantidade de fármaco; maior rapidez de ação e menos efeitos secundários;
- A eficácia do tratamento depende da correta utilização do dispositivo.

Veja o vídeo demonstrativo em:

https://www.youtube.com/watch?v=_jV0dSA3GwE

Para outras informações aceda a:

http://www.ulsar.min-saude.pt/servicos/servicos-

clinicos/69-pneumologia

ENSINO INALADOR

DE PÓ SECO

BROMETO DE ACLIDÍNIO

(GENUAIR)



Fonte das imagens:

ww.medicines.ie/medicine/16347/SPC/Brimica+Genuair+340+micrograms++12+micrograms+inhalation+powder/

Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho

Av. Movimento das Forças Armadas | 2834-003 Barreiro Serviço de Pneumologia – Hospital de Dia

> Telefone: 212147300 | Extensão: 2202 Email: hdpneumo@ulsar.min-saude.pt

> > www.ulsar.min-saude.pt

PNE.08V3

MODO DE UTILIZAÇÃO DO INALADOR

Apresentação:





 Segure o inalador com o bocal virado para si, e o botão laranja virado para cima. Remova a tampa protetora premindo ligeiramente as setas marcadas de ambos os lados e puxando para fora.







- Pressionar e solte o botão laranja. A janela de controlo irá ficar a verde, o que significa que uma dose de medicamento está pronta para ser inalada.
- 3. Incline a cabeça ligeiramente para trás. Pode estar em pé ou sentado. **Deite o ar fora lenta e completamente** antes de colocar o bocal na boca. Evite soprar para o bocal.





- 4. Aperte os lábios em torno do bocal para evitar fugas. Coloque o ar para dentro pelo bocal intensa e profundamente. Depois de ouvir o "clique" continue a inspirar, de forma a que seja recebida a dose completa.
- O "clique" indica a utilização correta do inalador. Não pressione o botão laranja durante a inalação. Pode sentir um sabor diferente, se tal acontecer não necessita de administrar uma dose extra.



- Retire o inalador da boca, sustendo a respiração entre 5 a 10 segundos. Deite o ar fora lentamente pelo nariz.
- A janela de controlo está agora **vermelha**, o que indica que a dose foi corretamente inalada.



6. Coloque a tampa protetora, pressionando-a novamente contra o bocal.

MANUTENÇÃO

Não é necessário limpar este inalador. Se necessário, limpe o exterior do bocal com um pano seco ou um toalhete de papel. Nunca utilize água para limpar o inalador.

Como proceder se, após o processo de preparação, a janela de controlo continuar vermelha e não tiver alterado para verde?

Pressione novamente o botão laranja e solte-o. Mantenha o inalador na horizontal com o botão laranja virado para cima.

Como proceder se, após a inalação, a janela de controlo ainda aparecer verde e não tiver alterado para vermelho?

Volte a inspirar intensa e profundamente pelo bocal, apertando os lábios à sua volta para evitar fugas. Se a janela se mantiver vermelha, pode ter-se esquecido de largar o botão laranja. Certifique-se de que foi solto o botão.

Porque não se vê mexer o indicador a cada dose de administração?

O inalador tem um indicador de doses que diminui lentamente, mostrando o número de inalações disponíveis em dezenas (60,50,40,30,20,10,0).

Como sei se o inalador está vazio?

Quando surgir uma faixa às riscas vermelhas no indicador de dose, significa que está a aproximar-se da última dose e que deve ser adquirido um novo inalador. Mesmo que surja zero no indicador de dose, continue a utilizar as doses restantes do inalador. Quando a última dose tiver sido preparada para inalação, o botão laranja ficará bloqueado numa posição intermédia.